



Sicher, reziprok und faltbar

- Große Höhenverstellbarkeit - flexibel einsetzbar für fast alle Nutzer
- Speziell ausgewählte Materialien für hohe Wiedereinsatzquoten
- Gelenke im Gehgestell simulieren natürliches Gehen
- Platz sparend zusammenfaltbar für Auslieferung und Lagerung
- Belastbarkeit bis 100 kg



Sicher, starr und faltbar

- Große Höhenverstellbarkeit - flexibel einsetzbar für fast alle Nutzer
- Speziell ausgewählte Materialien für hohe Wiedereinsatzquoten
- Platz sparend zusammenfaltbar für Auslieferung und Lagerung
- Hoch angesetzte Verbindungsstange ermöglicht die Nutzung über der Toilette
- Belastbarkeit bis 135 kg



Sicher, starr und rutschfest

- Anodisiertes Aluminium sorgt für dauerhafte hohe Wiedereinsatzquoten
- Rutschfeste Handgriffe und Gummikappen geben sicheren Halt
- Leicht zu manövrieren durch trapezförmige Bauweise
- Belastbarkeit bis 130 kg

Technische Daten

Bestellnummer	Invacare® P402 Aventura	Invacare® P409 Asteria	Invacare® P435B Escort
Gehgestell	reziprok, faltbar	starr, faltbar	starr
Hilfsmittelverzeichnisnummer	P402	1515569	P435B
	10.46.01.1005	10.46.01.0027	10.46.01.0012
Weiteres			
Gewicht	2,8 kg	2,8 kg	2,0 kg
Belastbarkeit	100 kg	135 kg	130 kg
Farbe	Silber	Silber	Silber