

Wendig und leicht

Damit Ihnen nichts im Wege steht



- Geringes Gewicht UND hohe Stabilität
- Viel Beinfreiheit und optische Kontrolle durch hochklappbaren Sitz
- Leichter Transport durch kleines Faltmaß
- Pannensichere Bereifung
- Automatisch verriegelnde Klappsperr
- Belastbarkeit bis 150 kg

Auswahl Ersatzteile:

- ❶ 12509 Ergonomische Handgriffe, Paar
- ❷ 12545 Sitz hockklappbar
- ❸ 1510376 Faltmechanismus
- ❹ SP1605224 Bowdenzughalter (25 Stück)

Merkmale und Optionen



Sicherheitsbremse S*



Rückengurt O*



Stockhalter O*

S* = Serienausstattung
O* = Optional

Technische Daten

Bestellnummer	Dolomite Legacy 600	Dolomite Legacy 520
Rollator mit SL II-Bereifung	12050-37-24DA	12052-37-24DA
Zubehör: Rückengurt, nachrüstbar	12510	12510
Hilfsmittelverzeichnisnummer	10.50.04.1128	10.50.04.1127
Weiteres		
Sitzhöhe	62 cm	54 cm
Gewicht (exkl. Zubehör)	7,6 kg	7,2 kg
Belastbarkeit	150 kg	150 kg
Farbe	Blau	Blau



Korb, Tablett und automatisch verriegelnde Klappsperr sind im Lieferumfang enthalten. Passendes Zubehör finden Sie ab S. 205

