



Radschutz

Verhindert, dass Kleidungsstücke beschmutzt werden oder sich in der Bremse verfangen.

Lieferung paarweise.

12544 für **Maxi +**, **Alpha**, **Soprano** und **Legacy**



Rückengurt (Abbildung für **Soprano**)

HMV-Nr.: 10.99.99.4004

Für bequemes, sicheres Sitzen.

12510 für **Legacy** und **Maxi+**

12628 für **Soprano**



Stock- und Gehstützenhalter

Erleichtert die Mitnahme von Unterarmstützen und Gehstöcken.

12606 für alle Rollatoren, ausgenommen **Jazz**, **P452E/3 Banjo**



Weiche Handgriffe

Lieferung paarweise.

12677 für **Legacy** und **Maxi +**, für **Alpha Advanced**

12593 für **Alpha Basic**



Einhandbremse

Ermöglicht das gleichzeitige Bremsen beider Hinterräder mit einem Bremsgriff.

HMV-Nummer:
10.99.99.4001

12505-R/L für **Maxi +** und **Legacy**



Bremshilfe

12651 für **Maxi +** und **Legacy**



Schleppbremse

Ermöglicht eine stufenlose Voreinstellung der Bremswirkung. Lieferung paarweise.

HMV-Nummer:
10.99.99.4999

12535-21 für **Legacy** (bis Januar 2010)

13041-21 für **Legacy** (ab Januar 2010), **Maxi +**

1452396-R/L für **Soprano**



Stufenhilfe

Erleichtert das Überwinden von Bordsteinen. Fuß auf die Auftrittsfläche stellen und den Rollator anheben. Nur rechts montierbar:

12562-21 für **Legacy** (vor Januar 2010)

12560-21 für **Legacy** (ab Januar 2010), **Maxi +**

Rechts- oder linksseitige Montage:

12563 für **Soprano** und **Melody**



Sauerstoffflaschenhalter (Abb. für *Soprano*)

Wird am Rahmen des Rollators befestigt. Durch das verstellbare Gurtsystem können alle gängigen Sauerstoffflaschen fixiert werden.

HMV-Nummer:
10.99.99.4999

12683 für *Soprano*

12682-25 für *Legacy* und *Maxi +*



Einkaufstasche

Aus Leinen, wird am Sitzrahmen befestigt und verstaut z. B. Einkäufe sicher und blickgeschützt.

Öffnung auf der Rückseite.

12523 für *Legacy, Soprano, Alpha* und *Maxi+*



Armauflage

Weich gepolstert, bietet viele verschiedene Möglichkeiten, die Unterarme zu lagern.

HMV-Nummer:
10.99.99.4002

13018 für alle *Alpha*



Einhandbremse

Ermöglicht das gleichzeitige Bremsen beider Hinterräder mit einem Bremsgriff. Für rechts- oder linksseitige Montage (Selbstmontage).

HMV-Nummer:
10.99.99.4001

12515 für *Alpha Advanced*



Einhandbremse

Ermöglicht das gleichzeitige Bremsen beider Hinterräder mit einem Bremsgriff (Selbstmontage).

HMV-Nummer:
10.99.99.4001

12514-R/L für *Alpha Basic*



Polster für Rückengurt

Bietet Polsterung des Rückengurts für angenehmeres Anlehnen

SP1551654 für *Jazz, Legacy, Soprano, Melody, Alpha* und *Maxi+*