



- Kompakte Abmessungen und geringe Fahrwerksbreite
- Äußerst wendig
- Schmale Vorderräder optional erhältlich
- Gesamtbreite von nur 620 mm

Spurstabil und stark

- Herausragende Fahreigenschaften und Spurstabilität
- Stabile Rahmenkonstruktion und lange Schwingen
- Serienmäßige Federung und zuverlässige Fahrleistung
- Leistungsstarke Elektromotoren

Modular und individuell

- Leichtes und vielfältig einstellbares Modulte™ Sitzsystem
- Zahlreiche Optionen für individuelle Anpassung
- Elektrische Sitzwinkelverstellung, elektrische Beinstützen und 10 km/h Version sind optional erhältlich

Service- und transportfreundlich

- Sitz ist werkzeuglos und mit nur wenigen Handgriffen vom Fahrwerk abnehmbar
- Leicht zu transportieren und einfach zu warten

Optionen und Merkmale



Teleskopierbarer Sitzrahmen

Der teleskopierbare Sitzrahmen lässt sich zusammen mit dem Flex3 Positionierungsrücken auf eine Breite von 380 bis 530 mm einstellen.



Serienmäßige Federung

Für sanfte und sichere Fahrten auf unebenem Untergrund - auch bei Höchstgeschwindigkeit.



Schwarze, verfärbungsfreie Ballonreifen

Die abriebfeste, schwarze Bereifung verleiht zusammen mit der neuen Vorderradgabel einen stilvollen Auftritt.



Abnehmbare Sitzeinheit

Der Sitz wird durch Ziehen der Lasche entsichert. Sind die Kabel getrennt, kann der Sitz von der Fahreinheit abgenommen und ganz einfach transportiert, gelagert oder gewartet werden.

Technische Daten

	Sitzbreite	Sitztiefe	Sitzhöhe	Rückenlehnenhöhe	Armlehnenhöhe	Winkel	Gesamtgewicht	Länge der Fußstützen
feste Sitzplatte	430 mm ¹	410 - 510 mm	450 mm ²	480, 540, 560 mm ^{2,10}	290 - 360 mm	0 - 20	94 kg ⁸	290 - 470 mm ^{2,3}
Modulite™ teleskopierbarer Sitzrahmen	380 - 530 mm ¹	410 - 510 mm	450 mm ²	480, 540, 560 mm ^{2,10}	245 - 410 mm	0 - 20° / 0 - 30° ⁹	94 kg ⁸	290 - 470 mm ^{2,3}

	Rückenlehnenwinkel	Gesamtbreite	Gesamthöhe	Gesamtlänge inkl. Fußstützen	Gesamtlänge ohne Fußstützen	Max. Benutzergewicht	Batteriekapazität	Wendekreis
Invacare® Bora®	90° - 120°	590 / 620 mm ⁴	970 mm	1160 mm ⁵ 1210 mm ⁹	820 / 840 mm ⁴	130 kg	ca. 50 Ah	1600 mm 1630 mm ⁹

	Überwindbare Bordsteinhöhe	Max. sichere Neigung	Motorleistung	Reichweite	Geschwindigkeit
Invacare® Bora®	60 mm ⁶	18% (10°)	2 x 230 W	bis zu 30 km ⁷	6 / 10 km/h

- + weitere 50 mm Armlehneinstellung
- Gemessen ohne Sitzkissen
- Bestimmte Beinstützlängen sind ausschließlich mit einem speziellen Beinstützmodell kompatibel
- Fahrwerksbreite abhängig von der Rädergröße
- Inkl. Standard-Beinstützen
- 100 mm mit Bordsteinheber
- Gemäß ISO 7176-4:2008
- Gesamtgewicht abhängig von jeweiliger Konfiguration
- Mit Sitzwinkelverstellung mit Schwerpunktverlagerung
- Abhängig von der Wahl des Positionierungsrücken
- Invacare **Modulite™** Sitzteile sind kompatibel mit der Invacare Reihe an Elektro-Rollstühlen und teilweise mit der Invacare Rea® Familie.



Farben für Gehäuse-Abdeckung



Rahmenfarben



Felgenfarben

HMV-Nr.
ohne Lichtanlage: 18.46.05.1016
mit Lichtanlage: 18.50.04.0106