



Der **Storm**<sup>®4</sup> überzeugt durch seine einfache, schnelle und individuelle Anpassbarkeit. Dank des modularen Aufbaus ist er ideal für den Wiedereinsatz.

#### Hoch konfigurierbar

- Modulares Konzept für einfache Anpassung an unterschiedliche Nutzer
- Verschiedene Motoren erhältlich, entsprechend dem individuellen Nutzerprofil
- Verschiedene Sitzausführungen und eine große Auswahl an Sitz- und Rückenkissen ermöglichen eine stabile Positionierung.
- Optional ist ein elektrischer Sitzlifter erhältlich, mit extra niedriger Sitzposition von nur 400 mm.

#### Modernes Design – individuell anpassbar

- Modernes Design und robuste Konstruktion
- Attraktive Farbapplikationen, die bei Bedarf schnell und einfach ausgetauscht werden können
- Alle farbigen Applikationen sind jederzeit einfach austauschbar.

#### Einfach zu handhaben

- Elektronik und Batterien ohne Werkzeug und mit nur wenigen Handgriffen zugänglich
- *Invacare* **LINX** ist ein erfahrungsbasiertes Steuerungssystem, das stufenlos erweiterbar ist und jederzeit den Bedürfnissen des Nutzers angepasst werden kann.

## Optionen und Merkmale



#### Niedrige Sitzhöhe

Die niedere Sitzhöhe von nur 400 mm (mit elektrischem Sitzlifter) ermöglicht einfaches Unterfahren von Tischen.



#### Elektrischer Säulenlifter

Der elegante Säulenlifter hat einen Verstellweg von 250 mm und sorgt für eine sehr stabile Sitzposition, auch im ausgefahrenen Zustand.



#### Sitzkantelung

Manuelle oder elektrische Sitzkantelung bis 25° für optimale Sitzposition.



#### Einfach zu transportieren

Der über einen Schnellverschluss befestigte Aktuator lässt sich für den Transport schnell und einfach abnehmen.



### Teleskopierbarer Sitzrahmen

Das Herzstück des **Modulite™**-Sitzsystems für eine Vielzahl an Einstellmöglichkeiten.



### Seitliche Führungsschienen

Montiert am teleskopierbaren Sitzrahmen zur individuellen Positionierung der Armlehnen und mögliche Montage verschiedener Zubehörteile.



### Einstellbare Sitzplatte

Dreiteilige Sitzplatte zur Anpassung auf alle Sitzbreiten und Sitztiefen.



### Elektrische Rückenwinkelverstellung

Hoher Drehpunkt zur Reduzierung von Scherkräften, nachträglich nachrüstbar.



### Rückschwenkbare Armlehne

Der **Modulite™**-Sitz kann mit einer mehrfach verstellbaren rückschwenkbaren Armlehne kombiniert werden, die für individuellen Komfort und einfacheren Transfer sorgt.



### Rückenrahmen

Breiteneinstellbarer Rückenrahmen und stufenlos einstellbare Sitztiefe über die seitlichen Führungsschienen.



### Recaro-Sitz

Stützende Sitzposition mit sehr guter Seitenführung.



### Einfacher Batteriezugang

Durch Öffnen der hinteren Abdeckung sind die Elektronik und Batterien leicht zugänglich.



### True Track<sup>®</sup> Plus Technologie

Die neue Generation **True Track<sup>®</sup> Plus** Motoren sind erhältlich für **Storm<sup>4</sup>** und **Storm<sup>4</sup> Xplore**. **True Track<sup>®</sup>** steht für verbesserte Effizienz, eine größere Reichweite und mehr Leistung.