

 **MEYRA**®



**AMG &
ELEKTRO-
MOBILE**

INHALT

OUTDOOR



CL 510
1.264
SEITE 3



CL 409
1.254
SEITE 4



CITYLINER 415 XL
2.764
SEITE 5

INDOOR-OUTDOOR



iTRAVEL 1.054
SEITE 6



MOBILUS
SEITE 7
Produktauslauf Mai 2021

INDOOR



1.064
SEITE 10



1.064UP
SEITE 10



iMOVE
SEITE 12



TECHNISCHE DATEN
ALLE TECHNISCHE DETAILS AUF EINEN BLICK
AB SEITE 15 – 16

FASZINATION MOBILITÄT

OUTDOOR




CL 510
1.264



CL 510 – DER KRAFTVOLLE ZUVERLÄSSIGE

- kraftvoller 1600 Watt Motor
- äußerst robustes Chassis in Kassetten-Bauform
- Beleuchtungssystem mit neueste LED Technik
- Fahrwippe mit Mehrfachfunktion
- Handbremssystem optional für den Bustransport
- hochwertiges Zubehör Programm wie zum Beispiel Sitzheizung verfügbar



AMG ACTIVE
MOBILITY
GENERATION

RAUS IN DIE NATUR

CL409 – DER ZUVERLÄSSIGE

- äußerst robustes Chassis in Kassetten-Bauform
- gefedertes Komfort-Sitzsystem mit stufenlos einstellbarem Rückenwinkel und überzeugendem Sitzkomfort
- Beleuchtungssystem mit neuester LED-Technik
- klar strukturierte Benutzerführung für ein einfaches und intuitives Handling
- einzigartige Fahrwippe für die einfache Einfahrt in den Bus
- für den Bustransport ausgezeichnet
- Handbremse optional für den Bustransport mit Aufpreis

CL409
1.254



CITYLINER 415 XL – EXKLUSIVE UND STARK

- hohe Leistungsfähigkeit
- exklusive Ausstattung: Tempomat, beleuchtetes Cockpit (mit Uhrzeitanzeige, Tageskilometern etc.), Staufach (im Heck, im Luxussitz und in den Armlehnen), Spiegel, Einkaufskorb und LCD-Display mit Mehrfachfunktionen
- garantiertes Fahrvergnügen
- viel Zubehör verfügbar: eine Gepäckbox, Frontscheibe, Halterung für einen Rollator oder einen verbreiterten Luxussitz mit 600 mm Sitzbreite
- XL-Version mit geräumigem Maß und großer Beinfreiheit für Nutzer bis zu 250 kg

CITYLINER
415 XL
2.764



EINKAUFEN. REISEN. ARBEITEN.

iTRAVEL – DER NEUE ELEKTRISCHE REISEROLLSTUHL

- besonders leicht, gerade mal 22 kg
- mit einem Handgriff zusammengefaltet
- Seitenteile und Beinstützen klappen mit ein
- Rückenverstellung
- hochklappbare Armlehnen mit Gasdruckfeder für einfachen Personentransfer in den iTravel
- Komfort-Sitzsystem mit anatomisch geformter modernster Kaltschaumtechnik



iTRAVEL
1.054



MOBILUS
PREMIUM-
ROLLATOR

MODELLAUSLAUF MAI 2021



MOBILUS – DER IDEALE BEGLEITER

- Leichtgewicht mit edlem Design
- hochwertiger Aluminiumrahmen und Leichtlaufräder
- leichtgängige Feststellbremse
- integrierter Stockhalter, komfortables Sitznetz, ergonomische Handgriffe und Einkaufsnetz
- umfangreiches Zubehör nachrüstbar
- geringes faltmaß, überall verstaubar



MOBILITÄT
NEU ERLEBEN

MOBIL IM HAUSHALT



1.064 – DAS MICRO-ELEKTROMOBIL FÜR KLEINSTE RÄUME

- kleinster Wenderadius von 500 mm dank Mittelradantrieb
- perfekt für den Haushalt
- kraftvolle 200 W Motoren
- problemloses Fahren auf Teppichen
- Stockhalter und Einkaufskorb können am Sitz integriert werden
- einfache Bedienung, versteht sich intuitiv
- drehbarer Sitz für müheloses Ein- und Aussteigen
- einfacher Transport
- werkzeuglose Zerlegbarkeit in drei Teile (Batterie, Sitz, Fahrgestell)



1.064UP – MIT ELEKTRISCHEM SITZHUB


- 100 mm Hubhöhe
- verschiedenste Tätigkeiten können im gewohnten Umfeld verrichtet werden: Kochen, morgendliche Hygiene und das Erreichen höher gelegener Schränke ist wieder möglich
- perfekte Sitzposition an Tischen erreichbar
- Hubbedienung durch einen separaten Schalter

ERLEICHTERT DEN ALLTAG

iMOVE – DIE AKTIVE FUSSTÜTZE

- unkompliziertes Bewegungstraining ganz nebenbei im Sitzen
- Geschwindigkeit auf individuelle Bedürfnisse anpassbar
- intuitive Bedienung am Gerät, optional per Bluetooth Fernbedienung oder Smartphone-App
- Trainingsziele können per App definiert und gemessen werden
- effektiv und vielseitig
- hochwertiges Aluminiumgehäuse

iMOVE



PRODUKTVORTEILE



CL 510 1.264
SEITE 3

- durchzugsstarker und laufruhiger Motor
- Reichweite bis 35 km
- 400 Watt Dauerleistung
- Gefederter Komfort-Sitz mit höhen- und winkelverstellbarer Rückenlehne, drehbar um 360°



CL 409 1.254
SEITE 4

- zuverlässiger und langlebiger Motor
- sparsame LED-Beleuchtung
- komfortable gefederte Sitzposition
- große Beinfreiheit und stufenlose Sitzverstellung
- modernes Design



CITYLINER 415 XL 2.764
SEITE 5

- starker 650 Watt Motor Dauerleistung
- große Beinfreiheit
- Gesamtlänge von 1.380 mm
- Nutzergewicht bis 200 kg
- großes Staufach im Heck
- mit breiterem Sitz



iTRAVEL 1.054
SEITE 6

- multifunktionale Sitzeinheit
- biometrischer Rücken mit mitlaufenden Armlehnen und Beinstützen
- automatisches Stabilitätsprogramm
- kompakte Maße
- faltbar



MOBILUS
SEITE 7

- Leichtgewicht mit edlem Design
- problemloses Verstauen
- neue Farbbedition
- max. Nutzergewicht 150 kg
- sehr gut in der Wohnung geeignet dank kompaktem Baumaß



1.064
1.064UP
SEITE 10

- gelenkschonendes Bewegungstraining
- lockert und entspannt die Muskulatur
- regt Stoffwechsel und Durchblutung an
- lässt sich mühelos im Sitzen anwenden



iMOVE
SEITE 12

- starke 200 Watt Motoren
- Benutzergewicht bis 120 kg
- Innenbereich
- platzsparend in drei Teile zerlegbar
- einfaches Handling
- Mittelradantrieb
- Hubfunktion (1.064UP)

TECHNISCHE DATEN

Maßtoleranzen ± 10 mm, ± 2°, Daten unter Vorbehalt konstruktiver Änderungen

	CL 510 1.264	CL 409 1.254	CITYLINER 415 XL 2.764	iTRAVEL 1.054	MOBILUS	1.064	1.064UP	iMOVE
Länge in mm	1.200	1.200	1.530	970			760	320
Breite in mm	610	610	680	560	570		580	340
Höhe in mm	1.260	1.260	1.220	870			860	90
Höhe gefaltet in mm				300				
Sitzhöhe in mm	420 – 480 ³⁾	420 – 480 ³⁾	440 – 540 ³⁾	500	620	370 – 450 ³⁾ 1.064 siehe Grafik Seite 10 – 11		
Armlehnenhöhe in mm				250				
Schiebegriffhöhe in mm					790 – 920			
Sitztiefe in mm	410	410	480	380	650		400	
Rückenhöhe in mm	450	450	640	480			400	
Sitzbreite in mm	450 – 670 ^{3/7)}	450 – 670 ³⁾	500 / 600 ³⁾	450	430 ⁴⁾		470 – 570 ³⁾	
Transporthöhe in mm (bei umgeklappter Lenksäule und ohne Sitz)	600	600	700				470	
Faltmaß in mm					230			
Anzahl der Räder	4	4	4	4	4		5	
Raddurchmesser Lenkrad in mm	260	260	315	170			110	
Raddurchmesser Antriebsrad in mm	260	260	315	200			220	
Bodenfreiheit in mm	100	100	110	70			50	
Hindernisüberwindung, max. in mm	60	60	100	60			15	
Wendekreis (Radius) in mm	1.500	1.500	1.900	970			500	
Motor-Dauerleistung in W	400	210	650	2 x 200			200	
Motor-Spitzenleistung in W	1.600	850	2.500	2 x 800			800	
Batterien in Ah	2x 12V 50	2x 12V 35	2x 12V 79 Ah	10,4 ¹⁾			20,8 ^{1)/} 14 (5 h) ²⁾	
Ladegerät in A	6	4	8	2			2	
Elektronik in A	120	70	140	50			50	
Reichweite, max. (unter Testbedingungen) in km	35	30	50	10 ¹⁾			17 ^{1)/} 10 ²⁾	
Reichweite mit Batterie 107 Ah (20h) in km			bis 80					
Zul. Steigungen / Gefälle in Grad (Prozent)	9° (16 %)	9° (16 %)	10° (18 %)	3° (6 %)			3° (6 %)	
Leergewicht in kg	93 ⁵⁾	91,5 ⁵⁾	167 ⁵⁾	22 ⁶⁾	7,3	42 ¹⁾⁵⁾ / 47 ²⁾⁵⁾	47 ¹⁾⁵⁾ / 52 ²⁾⁵⁾	5,2 ⁵⁾
Zulässiges Nutzergewicht in kg	165	136	200	120			120	
Zulässiges Gesamtgewicht in kg	260	230	375	150	150		170	
Belastbarkeit, max. in kg								25
Geschwindigkeit, max. in km/h	6 / 10	6	12	6			6	
Hubhöhe in mm							100	
Frequenz in Hz								1 – 12
Max. Amplitude in mm								ca. +/- 4
Netzteil								MW Modell Nr. GST60A24-P1J
Input								100 - 240 Volt AC, 50/60 Hz, 1,4 A
Output								24 Volt, Gleichspannung 2,5 A
Leistungsaufnahme in Watt								max. 60

¹⁾ nur mit Lithium-Batterien
²⁾ nur mit Bleibatterien
³⁾ verstellbar
⁴⁾ zwischen den Armlehnen

⁵⁾ mit Batterien
⁶⁾ ohne Batterien
⁷⁾ 450-700 beim CL510+



**MEHR
KOMFORT FÜR
UNTERWEGS**

MEYRA®
Wir bewegen Menschen

MEYRA GmbH
Meyra-Ring 2
D-32689 Kalletal-Kalldorf
info@meyra.de
Fax: +49 5733 922 - 9311
www.meyra.de

**Die direkte
Durchwahl
zu unseren
Servicebereichen**

Zentrale	+49 5733 922 - 0
Rollstuhl	+49 5733 922 - 311
Reha	+49 5733 922 - 355
Ersatzteile	+49 5733 922 - 333
Werkstatt / Kundendienst	+49 5733 922 - 366
Werbematerial	+49 5733 922 - 234
Buchhaltung	+49 5733 922 - 142